

The background of the slide features a close-up of several 3D printed dental models, likely crowns or bridges, arranged in a row. The models are rendered in a semi-transparent blue color, showing the intricate details of the teeth and the underlying support structures. The lighting is soft, highlighting the texture of the printed material. A diagonal green and blue gradient overlay is present in the top right corner.

# Soluzioni odontoiatriche di 3D Systems


---

Soluzioni integrate per le  
applicazioni odontoiatriche

# Scopri il potere della stampa 3D

Con le soluzioni di odontoiatria digitale di 3D Systems, i laboratori odontoiatrici possono raddrizzare, proteggere, riparare ed eseguire sostituzioni in modo efficiente e con elevata precisione. La stampa 3D consente la produzione di protesi personalizzate, ad esempio corone, ponti e allineatori, che forniscono un adattamento preciso, una maggiore durabilità e risultati convenienti.

Le nostre innovazioni semplificano i flussi di lavoro, offrono una durabilità solida e consentono soluzioni più rapide e affidabili per le diverse esigenze dei pazienti.



Affidabili nella **produzione additiva** in diversi settori, le innovazioni di 3D Systems costituiscono una solida base per il successo della tua azienda.

## Per cliniche e laboratori odontoiatrici

I nostri flussi di lavoro e materiali convalidati migliorano l'efficienza della produzione, riducono i costi della manodopera e ampliano l'offerta di servizi per le cliniche e i laboratori odontoiatrici, consentendo alle aziende di eseguire la scalabilità e rimanere competitive.

## Per i medici

Le nostre avanzate soluzioni di stampa 3D consentono ai medici di fornire più rapidamente restauri personalizzati e di alta qualità, migliorando i flussi di lavoro del trattamento e la soddisfazione del paziente.

## Per i pazienti

Sfruttando i flussi di lavoro digitali e dei materiali leader del settore, garantiamo soluzioni odontoiatriche migliori, più durature e più estetiche, migliorando in ultima analisi la fiducia e la qualità della vita dei pazienti.



Oltre 25 anni di innovazione nel settore odontoiatrico



Flussi di lavoro integrati e convalidati



Supporto globale da parte di esperti delle applicazioni



Materiali che si integrano con le stampanti 3D leader del settore



# Le nostre soluzioni iniziano con il nostro software

**Sp 3D Sprint®**




Il software 3D Sprint® proprietario di 3D Systems semplifica la preparazione, l'ottimizzazione e la gestione della produzione, fornendo efficienza e precisione e riducendo al contempo la dipendenza da software esterni con costi elevati.

Per la progettazione di modelli ortodontici, protesi dentarie o guide chirurgiche, il nostro software consente una perfetta integrazione con i flussi di lavoro odontoiatrici.

**NextDent**  
by 3D SYSTEMS

## STAMPANTI COMPATIBILI CON MATERIALI NEXTDENT®

| Stampante*                                                                                                | Materiale |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  NextDent 5100         |           | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|  NextDent LCD1         |           | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|  Ackuretta SOL         |           | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|  Asiga UV Max          |           | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |                                                                                       |
|  Asiga 4K Pro          |           | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |                                                                                       |
|  Phrozen XL 4K         |           | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|  Phrozen Lumii         |           | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                      | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|  Prusa Medical One     |           |                                                                                     | ↻                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | ↻                                                                                     |
|  Shining3D Accufab L4D |           |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | ✓                                                                                     |
|  Shining3D Accufab CEL |           | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                      | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|  Xtra3D Lumia X1       |           | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | ✓                                                                                     |                                                                                       |

\* Dati in archivio, stato novembre 2024

✓ Convalidato


↻ Processo in corso

# Portafoglio di materiali leader del settore

Parte del più ampio portafoglio del settore, i nostri materiali sono progettati per garantire prestazioni superiori, comfort per il paziente e durabilità.

I nostri materiali si integrano perfettamente con un'ampia gamma di stampanti 3D leader del settore, stabilendo un nuovo standard nell'odontoiatria digitale.

Ulteriori  
informazioni su  
**3D Sprint®**



|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ |   | ✓ | ✓ |   |   |   |   |
|   |   | ✓ |   |   | ↻ | ✓ |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

## NextDent 5100

Soluzione odontoiatrica ad alta velocità per la più ampia gamma di applicazioni con materiali NextDent per la stampa 3D

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Applicazioni</b> | Gamma completa di applicazioni odontoiatriche |
|---------------------|-----------------------------------------------|

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Area di costruzione massima (mm)</b> | 125 x 70 x 196 |
|-----------------------------------------|----------------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>Fascia di prezzo</b> | \$ |
|-------------------------|----|



## NextDent 300

La prima soluzione del settore per protesi dentarie monolitiche multimateriale

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Applicazioni</b> | Protesi dentarie monolitiche |
|---------------------|------------------------------|

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Area di costruzione massima (mm)</b> | 294 x 211 x 50 |
|-----------------------------------------|----------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Fascia di prezzo</b> | \$\$ |
|-------------------------|------|



## DMP Flex 200

Stampante 3D per metallo professionale e precisa con sorgente laser da 500 W

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Applicazioni</b> | Protesi rimovibili, corone, ponti, impianti, barre |
|---------------------|----------------------------------------------------|

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Area di costruzione massima (mm)</b> | 140 x 140 x 115 |
|-----------------------------------------|-----------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Fascia di prezzo</b> | \$\$\$ |
|-------------------------|--------|





## NextDent LCD1

Stampante 3D di piccole dimensioni  
facile da usare

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Applicazioni</b>                     | Gamma completa di applicazioni odontoiatriche |
| <b>Area di costruzione massima (mm)</b> | 128 x 80 x 140                                |
| <b>Fascia di prezzo</b>                 | \$                                            |



## PSLA 270

Stampante ad alta risoluzione che combina la velocità e i vantaggi della tecnologia di proiezione luminosa dei materiali ad alte prestazioni con risultati ripetibili e di alta qualità della SLA

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Applicazioni</b>                     | Modelli per allineatori termoformati |
| <b>Area di costruzione massima (mm)</b> | 242 x 265 x 300                      |
| <b>Fascia di prezzo</b>                 | \$\$                                 |



## SLA 750

Soluzione SLA ad alta velocità, basata su un proiettore e progettata per la produzione di parti urgenti e in volumi elevati

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Applicazioni</b>                     | Modelli per allineatori termoformati |
| <b>Area di costruzione massima (mm)</b> | 750 x 750 x 550                      |
| <b>Fascia di prezzo</b>                 | \$\$\$                               |

# Il successo dei nostri clienti è la nostra massima priorità, il nostro team è sempre a tua disposizione.

Visita il nostro sito web per scoprire tutte le nostre risorse per l'assistenza

---



Guide all'installazione  
per i clienti



Guide ai  
servizi



Video per la  
formazione



Assistenza per hardware,  
software e materiali

## Contattaci

**Assistenza per le applicazioni odontoiatriche**  
[dentalsupport@3dsystems.com](mailto:dentalsupport@3dsystems.com)

**Assistenza tecnica**  
[support@3dsystems.com](mailto:support@3dsystems.com)

**3D Systems Corporation**  
333 3D Systems Circle  
Rock Hill, SC 29730  
[www.3dsystems.com](http://www.3dsystems.com)

Garanzia/Disclaimer: le caratteristiche prestazionali di questi prodotti possono variare a seconda dell'applicazione del prodotto, delle condizioni operative o dell'utilizzo finale. 3D Systems non rilascia alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.

© 2025 di 3D Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.